

医療用コネクタの接続を「安心」「安全」「確実」に

# トルクリミット付ルアーロック

PAT.

こんな問題ありませんか？

割れ

漏れ

固着



トルクリミット付ルアーロックが解決します

誰が接続しても同じ締め付けトルク

締め付け過ぎor不足を防止

カチッ♪カチッ♪音と感触で締め付け完了を確認!



光陽産業株式会社

# トルクリミット付ルアーロック

## 医療従事者様の声



ルアーロック式のコネクタの問題点だった締め付け過ぎや締め付け不足が解消されるね。

女性だとキツく締め付け過ぎたコネクタを外せないことが結構ありましたがこれなら簡単です。



誰が作業しても確実に一定のトルクで着脱ができるのはとても良いですね。

締め付けが完了した時の「カチッ♪カチッ♪」という音で安心感を覚える製品だと思います。



## 展開例



## 用途別タイプ

**低圧用** ~3.4MPa (~500psi)

【主な用途】

放射線関連、麻酔関連、泌尿器関連、消化器関連など  
低圧~中圧医療機器の接続部分に適用

**高圧用** 3.4~8.3MPa (500~1,200psi)

【主な用途】

循環器関連など高圧医療機器の接続部分に適用

□お問合せ先

 **光陽産業株式会社**

〒943-0822 新潟県上越市新町 109-1

TEL : 025-522-1230 機器事業部 (直通) / FAX : 025-522-3501

ホームページ <https://www.koyosangyo.co.jp/>

医療機器製造業登録 : 15BZ200049